



DiaPro		Optimiert für Präparationsunterlage	
	DiaPro Pan	MD-Pan DP-Pan	
	DiaPro Allegro/Largo	MD-Allegro MD-Largo	
	DiaPro Plan	MD-Plan DP-Plan	
	DiaPro Sat	MD-Sat DP-Sat	
	DiaPro Largo	MD-Largo	
	DiaPro Mol B Polieren von harten Werkstoffen (>150 HV)	MD-Mol APS MD-Mol DP-Mol	
	DiaPro Mol R Polieren von weichen Werkstoffen (<150 HV)	MD-Mol APS MD-Mol DP-Mol	
	DiaPro Dur	MD-Dur DP-Dur	



TECHNISCHE DATEN

DiaPro All-in-One-Diamantlösungen

Korngröße	Diamanten	Auf Wasser- oder Alkoholbasis	Gebindegröße
15 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
9 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
9 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
6 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
3 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
3 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
3 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
3 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l

DiaPro		Optimiert für Präparationsunterlage	
	DiaPro Dac	MD-Dac DP-Dac	
	DiaPro Plus	MD-Plus DP-Plus	
	DiaPro Floc	MD-Floc DP-Floc	
	DiaPro Dur	MD-Dur DP-Dur	
	DiaPro Nap B Polieren von harten Werkstoffen (>150 HV)	MD-Nap DP-Nap	
	DiaPro Nap R Polieren von weichen Werkstoffen (<150 HV)	MD-Nap DP-Nap	
	DiaPro Nap	MD-Nap DP-Nap	

Sicherheitsdatenblätter(SDSs) [auf struers.com](https://www.struers.com)



DiaPro All-in-One-Diamantlösungen

die Schleifmittel und Schmiermittel kombinieren



TECHNISCHE DATEN

DiaPro All-in-One-Diamantlösungen

Korngröße	Diamanten	Auf Wasser- oder Alkoholbasis	Gebindegröße
3 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
3 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
3 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
1 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
1 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
1 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l
0,25 µm	Optimiert mit Polykristallinen	Wasser	500 ml 5 l