

Modelle	Art.-Nr.
Tegramin-30	06036127
Tegramin-30 mit Präparationshaube	06036227
Tegramin-30 mit Sicherheitshaube	06036527

Tegramin Dosiermodul	Art.-Nr.
Mit 1 DP-Pumpe	06036900
Easy Connector(en) inbegriffen.	
Mit 2 DP-Pumpe	06036901
Easy Connector(en) inbegriffen.	
Mit 2 DP-Pumpen und 1 OP-Pumpe	06036902
Easy Connector(en) inbegriffen.	
Flaschenhalter für 8 Flaschen	06036911
Zur Organisation von Flaschen. Flaschenhalter mit Platz für acht quadratische 1/2- oder 1-Liter-Flaschen.	

Präparationsscheiben	Art.-Nr.
MD-Discs, Ø 300 mm	06086403
Scheiben mit magnetischer Halterung ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel der Präparationsunterlage. Die Stoßelastizität bei der Präparation Ihrer Proben ist geringer. Nur zur Verwendung mit unseren MD-Schleifflächen.	
Aluminiumscheiben, Ø 300 mm	06086406
Zur Präparation von Proben mit OP- und DP-Schleiffläche und anderen selbstklebenden Verbrauchsmaterialien zum Schleifen und Polieren.	
Gusseisenscheibe Ø 300 mm	06206917
Arbeitsscheibe mit konzentrischen Nuten zum Läppen mineralogischer Proben. Aus spezieller SiC-beständiger Gusseisenlegierung	
Haube	06036903
Transparente Präparationshaube.	
Deckel für Polierscheibe	06036906
Zum Schutz der Polierscheibe bei Nichtgebrauch.	
Spritzschutzring für manuelle Präparation	06036905
Mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.	

49900052

06036904



Art.-Nr.

05306101

Umlaufkühleinheit	Art.-Nr.
-------------------	----------

Umlaufkühlanlage 3

Das Gerät muss an eine Umlaufkühleinheit angeschlossen werden, um den Wasserverbrauch zu optimieren und den Abrieb aufzufangen. Ein komplettes System besteht aus Tank, Pumpe und Filterbeutel.



1 x 100 V/50 Hz	05766516
1 x 220-240 V/50 Hz	05766522
1 x 100-120 V/60 Hz	05766523
1 x 220-240 V/60 Hz	05766524
1 x 100-120 V/50-60 Hz CSA	05766616

Einweg-Plastiktüten. 5 Stück	49900042
------------------------------	----------

Zum Sammeln von Abriebmaterial im 50-l-Tank.



Nivelliergerät	Art.-Nr.
Uniforce Nivelliereinheit ohne Andruckfuß	07046101
Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probhaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm. Ohne Andruckfuß zum Positionieren von Proben	
Uniforce Nivelliereinheit mit Andruckfuß	07046102
Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probhaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm. Mit Andruckfuß zum einfachen Einspannen von Proben	

Einzelprobenhalterscheibe	Art.-Nr.
Kupplung	06086901

Für Einzelprobenhalterscheiben.



Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
25 mm	6	●		Edelstahl	06086932
30 mm	6	●		Edelstahl	06086933
40 mm	6	●		Edelstahl	06086934
50 mm	6	●		Edelstahl	06086935
1 Zoll	6	●		Edelstahl	06086939
1¼ Zoll	6	●		Edelstahl	06086940
1½ Zoll	6	●		Edelstahl	06086941
2 Zoll	6	●		Edelstahl	06086942
20 x 30 mm	6	●		Edelstahl	06086944
AccuStop-30	3	●		Edelstahl	06086937
Accustop-40 und TYNDS-Halterung	3	●		Edelstahl	06086938
-	0	-		Edelstahl	06086936

Probenhalter					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
25–40 mm	6			Edelstahl	06066909
25–40 mm	6			Aluminium	06066912
10-25,5 mm Ø	12			Edelstahl	02606917
10–25 x 34 mm	6			Edelstahl	02606918
20–40 x 68 mm	3			Edelstahl	02606920
Max. 24 x 52 mm	3	-		Edelstahl	02606924
29–32 mm	8-15			Aluminium	02606954
38-40 mm	6			Aluminium	02606955
50-51 mm	4			Edelstahl	02606963
-	0	-		Edelstahl	02606926
-	0	-		Aluminium	02606928
Der Flexible Probenhalter					Art.-Nr.
Für nicht eingebettete unregelmäßig geformte Proben.					07066961
Maskengröße: Min. 20 x 40 mm. Max. 100 x 100 mm. Höhe Min. 10 mm. Max. 20 mm. Spezielle Software erforderlich. Tegramin Softwareversion ≥ 1.33.					
Viaholder					Art.-Nr.
Präparation von Leiterplatten-Coupons					05726903
Einstellbarer Präzisionsprobenhalter mit Diamantstopp. Für bis zu 6 x 6 Leiterplatten-Coupons.					