

	Productos-DP	Tamaños de grano disponibles
	Suspensión-DP P	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm, 0,1 µm
	Suspensión-DP M	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm
	Suspensión-DP A	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm
	DP-Spray P	35 µm, 15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm
	DP-Spray M	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm
	DP-Stick P	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm
	DP-Paste P	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm
	Pasta-DP M	15 µm, 9 µm, 6 µm, 3 µm, 1 µm, 0,25 µm



DATOS TÉCNICOS

Productos de pulido de diamante (productos DP)

Diamantes	Base acuosa o de alcohol	Tamaño del recipiente*
Policristalino	Agua	125 ml ** 500 ml 2,5 l 5 l
Monocristalino	Agua	500 ml 2,5 l 5 l
Policristalino / Monocristalino	Alcohol	500 ml
Policristalino	Alcohol	150 ml
Monocristalino	Alcohol	150 ml
Policristalino	Sólido	24 g
Policristalino	Sólido	10 g
Monocristalino	Sólido	10 g

* No todos los tamaños μm están disponibles en todos los tamaños de recipiente.
Consulte el catálogo de consumibles de Struers para obtener todos los detalles

**En una botella con bomba para aplicación manual