

Pulido de óxido

Encuentre Hojas de datos de seguridad (SDS) en struers.com

DATOS TÉCNICOS

Pulido de óxido / alúmina

Óxido de aluminio



AP-A

Alfa alúmina aglomerada

5 μm , 1 μm , 0,3 μm

Se debe mezclar con agua destilada

1 kg



AP-D

Alúmina gamma desaglomerada

0,05 μm

Se debe mezclar con agua destilada

1 kg



AP-D

Alfa alúmina desaglomerada

1 μm , 0,3 μm , 0,1 μm

Se debe mezclar con agua destilada

1 kg

Encuentre Hojas de datos de seguridad (SDS) en struers.com