

Modèles	N° de cat. :
Xmatic	





Xmatic 3x200-240 V, 50-60 Hz	06896129
Xmatic 3x380-480 V, 50-60 Hz	06896146
Xmatic avec nettoyage aux ultrasons 3 x 200-240 V, 50-60 Hz	06896229
Xmatic avec nettoyage aux ultrasons 3x380-480 V, 50-60 Hz	06896246

Xmatic Compact	N° de cat. :
-----------------------	---------------------



Xmatic Compact 3 x 200-240 V, 50-60 Hz	06886129
Xmatic Compact 3 x 380-480 V 50/60 Hz	06886146
Xmatic Compact avec nettoyage aux ultrasons 3 x 200-240 V, 50-60 Hz	06886229
Xmatic Compact avec nettoyage aux ultrasons 3 x 380-480 V 50/60 Hz	06886246
Xmatic Compact avec convoyeur vertical 3 x 200-240 V, 50-60 Hz	06886329
Xmatic Compact avec convoyeur vertical 3 x 380-480 V 50/60 Hz	06886346
Xmatic Compact avec nettoyage aux ultrasons et convoyeur vertical 3 x 200-240 V, 50-60 Hz	06886429
Xmatic Compact avec nettoyage aux ultrasons et convoyeur vertical 3 x 380-480 V 50/60 Hz	06886446

Xmatic et Xmatic Compact	N° de cat. :
Disque MD dia. 250 mm (10")	06896902
Diamètre 250 mm (10"). Disque de fixation magnétique pour supports de prépolissage et de polissage MD. 	
Disque MD dia. 300 mm (12")	06896903
Diamètre 300 mm (12"). Disque de fixation magnétique pour supports de prépolissage et de polissage MD. 	
Balise lumineuse	06296900
Pour afficher les conditions de travail réelles. 	
Système de recyclage pour station MD	05766937
Pour la recirculation de l'eau de refroidissement pour le prépolissage sur la station de prépolissage/polissage MD Composé de : réservoir de 75 l, pompe, capteur de niveau, cylindre pour sac filtrant, 1 sac filtrant jetable pour station de prépolissage/polissage MD, tuyau d'eau.	
Séparateur d'alcool	06896904
Pour la collecte des déchets d'alcool provenant de la station de nettoyage. 	

3

Porte-échantillons					
RFID* Ø 140 mm À utiliser sur un disque MD de 250 mm (10") de diamètre.					
Taille de l'orifice	Orifices	Forme	Photo	Matériau	N° de cat. :
-	0	—		Aluminium	06066701
25-40 mm	4			Aluminium	06066901
25-40 mm	4			Acier inoxydable	06066904
10-32 mm	6			Aluminium	06066918
10-32 mm	6			Acier inoxydable	06066915
RFID* Ø 160 mm À utiliser sur un disque MD de 300 mm (12") de diamètre.					
Taille de l'orifice	Orifices	Forme	Photo	Matériau	N° de cat. :
-	0	—		Acier inoxydable	06066702
-	0	—		Aluminium	06066703
20-40 x 68 mm	3			Acier inoxydable	06066721
50 mm	4			Acier inoxydable	06066913
25-40 mm	6			Acier inoxydable	06066907
25-40 mm	6			Aluminium	06066910
10-25 x 34 mm	6			Acier inoxydable	06066720
10-25,5 mm	12			Acier inoxydable	06066921

* La technologie RFID permet à Xmatic de suivre automatiquement les porte-échantillons

Consommables	N° de cat. :
Sacs filtrants pour système de recirculation sur la station de prépolissage/polissage MD Sacs filtrants jetables pour système de recirculation.	49900085
	
Sacs filtrants pour le système de recyclage sur la station de prépolissage plan à grande vitesse Sacs filtrants jetables pour le système de recyclage sur la station de prépolissage plan à grande vitesse.	49900086
	
Insert protecteur amovible pour réceptacle Pour un nettoyage facile du bol sur la station de prépolissage/polissage MD et la station de prépolissage plan à grande vitesse.	49900077
	
Pointe diamant Pour le dressage des supports de prépolissage MD-Alto et de la meule à enlèvement de matière élevé sur Xmatic.	02606962
	
Bâtonnets d'oxyde d'aluminium pour le dressage de disques de prépolissage MD Pour le dressage de supports de prépolissage MD.	40800241
	
Doublures jetables pour réservoir 75/100 l Pour la collecte des déchets dans le bac de 75/100/150 l.	49900043
	

Kits de mise à niveau Xmatic Compact	N° de cat. :
Convoyeur vertical	06886901
Convoyeur vertical pour mise à niveau sur Xmatic Compact avec lavage à ultrasons.	
	
Convoyeur vertical	06886902
Convoyeur vertical pour mise à niveau sur Xmatic Compact.	
	