

Modelos	N.º de cat.
Tegramin-25	06026127
	
Tegramin-25 con tapa	06026227
	
Tegramin-25 con tapa de seguridad	06026527
	


Módulo de dosificación Tegramin	N.º de cat.
Con 1 bomba DP	06036900

Se incluye sistema Easy Connector.



Con 2 bombas DP	06036901
-----------------	----------

Se incluye sistema Easy Connector.



Con 2 bombas DP y 1 bomba OP	06036902
------------------------------	----------

Se incluye sistema Easy Connector.



Bandeja de botellas para 8 botellas	06036911
--	----------

Para organizar botellas.
Bandeja de botellas con espacio para ocho botellas cuadradas de ½ o 1 litro.



Disco de preparación con cono	N.º de cat.
Disco MD, 250 mm diá.	06086402
Los discos de fijación magnética le permiten cambiar la superficie de preparación de forma rápida y sencilla. Además, garantiza una menor resiliencia a la hora de preparar sus muestras. Solo para uso con nuestras superficies MD. Con cono para un reemplazo sencillo.	
Disco de aluminio, 250 mm diá.	06086405
Para utilizar al preparar las muestras con paños de pulido OP y DP y otros consumibles autoadhesivos de esmerilado y pulido. Con cono para un reemplazo sencillo.	
Cubierta	06036903
Con cubierta transparente.	
Tapa para disco de preparación	06036906
Para proteger el disco de preparación cuando no se utiliza.	
Protector contra salpicaduras para disco de preparación	06026905
Para preparación manual con una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas.	

Recipiente para residuos desechable, 5 uds.	49900052
---	----------

Para una limpieza sencilla del recipiente.



Válvula de cambio	06036904
-------------------	----------

Para su uso si tiene un sistema de recirculación y utiliza un método con suspensiones-OP.



Almacenamiento	N.º de cat.
----------------	-------------

MD-Concert	05306101
------------	----------

Indicado para almacenamiento de 9 superficies de preparación MD en 300 mm (12"), 250 mm (10") o 200 mm (8") diá.



Sistema de recirculación	N.º de cat.
Sistema de refrigeración 3	
Se debe conectar una unidad de recirculación para obtener un uso más rentable del agua y para recoger los abrasivos eliminados. Un sistema completo contiene un depósito, una bomba y un filtro tipo bolsa.	
	
1 x 100 V / 50 Hz	05766516
1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522
1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523
1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616
Bolsas desperdicios. 5 uds.	49900042
Para la recogida de material de desecho en depósito de 50 l.	
	

Dispositivo de nivelación	N.º de cat.
Para portamuestras de 140 mm diám.	05256903

Permite la nivelación de muestras en soportes de 140 mm de diámetro.



Dispositivo de nivelación Uniforce sin pie de presión	07046101
---	----------

Dispositivo de nivelación de muestras en soportes de 140, 160 y 200 mm de diámetro. Sin pie de presión para posicionar las muestras.



Dispositivo de nivelación Uniforce con pie de presión	07046102
---	----------

Dispositivo de nivelación de muestras en soportes de 140, 160 y 200 mm de diámetro.
Con pie de presión para posicionar las muestras.



Placas portamuestras					N.º de cat.
Acoplamiento					06086901
Para placas portamuestras.					
					
Tamaño del orificio	Orificios	Forma	Fotografía	Material	N.º de cat.
25 mm	6	●		Acero inoxidable	06086902
30 mm	6	●		Acero inoxidable	06086903
40 mm	6	●		Acero inoxidable	06086904
50 mm	3	●		Acero inoxidable	06086905
1"	6	●		Acero inoxidable	06086909
1¼"	6	●		Acero inoxidable	06086910
1½"	6	●		Acero inoxidable	06086911
2"	3	●		Acero inoxidable	06086943
Accustop 30	3	●		Acero inoxidable	06086907
-	-	-		Acero inoxidable	06086906

Portamuestras					
Tamaño del orificio	Orificios	Forma	Fotografía	Material	N.º de cat.
10-32 mm	6			Acero inoxidable	06066917
10-32 mm	6			Aluminio	06066920
25-40 mm	4			Acero inoxidable	06066906
25-40 mm	4			Aluminio	06066903
29-32 mm	6			Aluminio	02606952
-	0	-		Aluminio	02606950
Portamuestras flexibles					07066941
Para muestras de formas inusuales sin embutir. Área: Mín. 20 x 40 mm Máx. 90 x 90 mm Altura: Mín. 10 mm Máx. 20 mm Se requiere un software especial. Versión de software de Tegramin ≥ 1.33					