

Modelos	N.º de cat.
Tegramin-30	06036127
Tegramin-30 con tapa	06036227
Tegramin-30 con tapa de seguridad	06036527


Módulo de dosificación Tegramin	N.º de cat.
Con 1 bomba DP	06036900

Se incluye sistema Easy Connector.



Con 2 bombas DP	06036901
-----------------	----------

Se incluye sistema Easy Connector.



Con 2 bombas DP y 1 bomba OP	06036902
------------------------------	----------

Se incluye sistema Easy Connector.



Bandeja de botellas para 8 botellas	06036911
--	----------

Para organizar las botellas.
Bandeja de botellas con espacio para ocho botellas cuadradas de ½ o 1 litro.



Discos de preparación	N.º de cat.
Disco MD, 300 mm diá.	06086403
Los discos de fijación magnética le permiten cambiar la superficie de preparación de forma rápida y sencilla. Además, garantiza una menor resiliencia a la hora de preparar sus muestras. Solo para uso con nuestras superficies MD.	
Disco de aluminio, 300 mm diá.	06086406
Para utilizar al preparar las muestras con paños de pulido OP y DP y otros consumibles autoadhesivos de esmerilado y pulido.	
Disco de hierro fundido. 300 mm diá.	06206917
Disco con ranurado concéntrico, tipo cono, para lapear muestras mineralógicas. Fabricado con una aleación especial de hierro fundido resistente a SiC.	
Cubierta	06036903
Cubierta transparente.	
Tapa para disco de preparación	06036906
Para proteger el disco de preparación cuando no se utiliza.	
Protección contra salpicaduras para preparación manual	06036905
Con un pequeño espacio para evitar la obstrucción de las muestras.	

Recipiente para residuos desechable, 5 uds.	49900052
---	----------

Para una limpieza sencilla del recipiente.



Válvula de cambio	06036904
-------------------	----------

Para su uso si tiene un sistema de recirculación y utiliza un método con suspensiones-OP.



Almacenamiento	N.º de cat.
----------------	-------------

MD-Concert	05306101
------------	----------

Indicado para almacenamiento de 9 superficies de preparación MD en 300 mm (12"), 250 mm (10") o 200 mm (8") diá.



Sistema de recirculación		N.º de cat.
Sistema de refrigeración 3		
Se debe conectar una unidad de recirculación para obtener un uso más rentable del agua y para recoger los abrasivos eliminados. Un sistema completo contiene un depósito, una bomba y un filtro tipo bolsa.		
	1 x 100 V / 50 Hz	05766516
	1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522
	1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523
	1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524
	1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616
Bolsas desperdicios. 5 uds.		49900042
Para la recogida de material de desecho en depósito de 50 l.		

Dispositivo de nivelación	N.º de cat.
Dispositivo de nivelación Uniforce sin pie de presión	07046101

Dispositivo de nivelación de muestras en soportes de 140, 160 y 200 mm de diámetro. Sin pie de presión para posicionar las muestras.



Dispositivo de nivelación Uniforce con pie de presión	07046102
--	----------

Dispositivo de nivelación de muestras en soportes de 140, 160 y 200 mm de diámetro.
Con pie de presión para posicionar las muestras.



Placas portamuestras					N.º de cat.
Acoplamiento					06086901
Para placas portamuestras.					
					
Tamaño del orificio	Orificios	Forma	Fotografía	Material	N.º de cat.
25 mm	6			Acero inoxidable	06086932
30 mm	6			Acero inoxidable	06086933
40 mm	6			Acero inoxidable	06086934
50 mm	6			Acero inoxidable	06086935
1"	6			Acero inoxidable	06086939
1¼"	6			Acero inoxidable	06086940
1½"	6			Acero inoxidable	06086941
2"	6			Acero inoxidable	06086942
20x30 mm	6			Acero inoxidable	06086944
Accustop-30	3			Acero inoxidable	06086937
Accustop-40 y soporte TYNDS	3			Acero inoxidable	06086938
-	0	-		Acero inoxidable	06086936

Portamuestras					
Tamaño del orificio	Orificios	Forma	Fotografía	Material	N.º de cat.
25-40 mm	6			Acero inoxidable	06066909
25-40 mm	6			Aluminio	06066912
10-25,5 mm	12			Acero inoxidable	02606917
10-25 x 34 mm	6			Acero inoxidable	02606918
20-40 x 68 mm	3			Acero inoxidable	02606920
Máx. 24 x 52 mm	3	-		Acero inoxidable	02606924
29-32mm	8			Aluminio	02606954
38-40 mm	6			Aluminio	02606955
50-51 mm	4			Acero inoxidable	02606963
-	0	-		Acero inoxidable	02606926
-	0	-		Aluminio	02606928
Soporte portamuestras flexible					N.º de cat.
Para muestras de formas inusuales sin embutir.					07066961
Área: Mín. 20 x 40 mm Máx. 100 x 100 mm Altura: Mín. 10 mm Máx. 20 mm Se requiere un software especial. Versión de software de Tegramin ≥ 1.33					
ViaHolder					N.º de cat.
Preparación de cupones de la PCB					05726903
Soporte para muestras de precisión regulable con topes de diamante. Hasta 6 x 6 cupones de la PCB.					