

06366127



06386130

Disque de préparation avec cône	N° de cat. :
MD-Disc, Ø 250 mm	06086402
Ce disque de fixation magnétique vous permet de changer de support de préparation rapidement et facilement. Il garantit en outre moins de résilience lors de la préparation de vos échantillons. Exclusivement conçu pour une utilisation avec nos disques MD. Avec cône pour faciliter le positionnement.	
MD-Disc, Ø 300 mm	06086403
Ce disque de fixation magnétique vous permet de changer de support de préparation rapidement et facilement. Il garantit en outre moins de résilience lors de la préparation de vos échantillons. Exclusivement conçu pour une utilisation avec nos disques MD. Avec cône pour faciliter le positionnement.	
Disque en aluminium Ø 250 mm	06086405
À utiliser lors de la préparation de vos échantillons avec des draps de polissage OP et DP, ainsi que d'autres consommables auto-adhésifs de prépolissage et de polissage. Avec cône pour faciliter le positionnement.	
Disque en aluminium Ø 300 mm	06086406
À utiliser lors de la préparation de vos échantillons avec des draps de polissage OP et DP, ainsi que d'autres consommables auto-adhésifs de prépolissage et de polissage. Avec cône pour faciliter le positionnement.	
Disque de prépolissage sous eau Ø 230 mm*	06206932
Le disque de prépolissage sous eau permet de fixer le papier SiC. * Le disque de prépolissage sous eau Ø 230 mm ne peut pas être utilisé en combinaison avec LaboForce-50.	
Disque de prépolissage sous eau Ø 250 mm	06206918
Le disque de prépolissage sous eau permet de fixer le papier SiC.	
Disque de prépolissage sous eau Ø 300 mm	06206919
Le disque de prépolissage sous eau permet de fixer le papier SiC.	
Disque en fonte Ø 300 mm	06206917
Disque conique à rainures concentriques pour le rodage d'échantillons minéralogiques. En alliage spécial de fonte résistant au SiC.	

Anneau anti-projections**	N° de cat. :
Pour la préparation manuelle sur un MD-Disc/disque en aluminium Ø 250 mm Pour la préparation manuelle avec des disques de 250 mm. LaboPol est fourni de série avec un anneau anti-projections de 300 mm pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent	06206921
	
Pour la préparation semi-automatique sur un MD-Disc/disque en aluminium Ø 250 mm Pour une utilisation avec un disque de prépolissage sous eau Ø 305 mm et pour une préparation semi-automatique avec un disque de 250 mm. LaboPol est fourni de série avec un anneau anti-projections pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent.	06206929
	
Pour la préparation semi-automatique sur un MD-Disc/disque en aluminium/disque en fonte Ø 300 mm Pour la préparation semi-automatique avec des disques de 300 mm. LaboPol est fourni de série avec un anneau anti-projections pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent.	06206925
	
Pour disque de prépolissage sous eau Ø 230 mm À utiliser avec un disque de prépolissage sous eau Ø 230 mm. LaboPol est fourni de série avec un anneau anti-projections pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent.	06206927
	
Pour disque de prépolissage sous eau Ø 250 mm Pour une utilisation avec un disque de prépolissage sous eau de 250 mm de diamètre. LaboPol est fourni de série avec un anneau anti-projections pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent.	06206928
	
Pour disque de prépolissage sous eau Ø 300 mm Pour une utilisation avec un disque de prépolissage sous eau Ø 305 mm et pour une préparation semi-automatique avec un disque de 250 mm. LaboPol est fourni de série avec un anneau anti-projections pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent.	06206929
	
Couvercle pour disque de préparation Pour protéger le disque de préparation en cas de non-utilisation.	06206913
	
Insert protecteur amovible pour réceptacle 5 pièces Pour un nettoyage facile de votre réceptacle.	49900062
	

* LaboPol-30 est fourni de série avec un anneau anti-projection pour la préparation manuelle sur un MD-Disc/disque en aluminium de 300 mm de diamètre, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent

