



A digital ultrasonic cleaner with a control panel and a cylindrical cleaning chamber. The control panel features a digital display, several buttons, and a rotary knob. The cleaning chamber is mounted on a stand with four adjustable feet.

A digital ultrasonic cleaner with a control panel and a cylindrical cleaning chamber. The control panel features a digital display, several buttons, and a rotary knob. The cleaning chamber is mounted on a stand with four adjustable feet.

Solida maschera di trascinamento semiautomatica per la preparazione di 1-4 campioni e preparazioni rapide e affidabili 24/7.

Maschera di trascinamento LaboForce-100

06366127

Solida maschera di trascinamento semiautomatica per la preparazione di 1-6 campioni e preparazioni rapide e affidabili 24/7.



Maschera di trascinamento LaboForce-Mi

06386130

Solida maschera di trascinamento semiautomatica a bassa velocità per la preparazione di 1 - 8 campioni mineralogici e preparazioni affidabili dei campioni 24/7.



Disco di preparazione con cono	Cat. N.
MD-Disc, dia. 250 mm.	06086402
I dischi a fissaggio magnetico consentono di cambiare la superficie di preparazione in modo rapido e semplice. Inoltre, garantisce una minore resilienza durante la preparazione dei campioni. Utilizzare esclusivamente con le nostre superfici MD. Con cono per una facile sostituzione.	
MD-Disc, dia. 300 mm.	06086403
I dischi a fissaggio magnetico consentono di cambiare la superficie di preparazione in modo rapido e semplice. Inoltre, garantisce una minore resilienza durante la preparazione dei campioni. Utilizzare esclusivamente con le nostre superfici MD. Con cono per una facile sostituzione.	
Disco di alluminio, dia. 250 mm.	06086405
Da utilizzare per la preparazione di campioni con superfici OP e DP e altri consumabili autoadesivi per la prelevigatura e la lucidatura. Con cono per una facile sostituzione.	
Disco di alluminio, dia. 300 mm.	06086406
Da utilizzare per la preparazione di campioni con superfici OP e DP e altri consumabili autoadesivi per la prelevigatura e la lucidatura. Con cono per una facile sostituzione.	
Disco per prelevigatura a umido, dia. 230 mm.*	06206932
Disco di prelevigatura a umido per il fissaggio della carta SiC. * Il disco di prelevigatura a umido dia. 230 mm. non può essere utilizzato con LaboForce-50.	
Disco per prelevigatura a umido, dia. 250 mm.	06206918
Disco di prelevigatura a umido per il fissaggio della carta SiC.	
Disco per prelevigatura a umido, dia. 300 mm.	06206919
Disco di prelevigatura a umido per il fissaggio della carta SiC.	
Disco di ghisa dia. 300 mm.	06206917
Disco conico a scanalatura concentrica per la lappatura di campioni mineralogici. Realizzato con una speciale lega di ghisa SiC-resistente.	

Paraspruzzi**	Cat. N.
Per la preparazione manuale con MD-Disc/disco di alluminio dia. 250 mm.	06206921
Per la preparazione manuale con dischi da 250 mm. LaboPol è dotata di serie di un paraspruzzi da 300 mm. per la preparazione manuale, con un piccolo gap che evita l'impuntamento del provino.	
Per la preparazione semi-automatica con MD-Disc/disco di alluminio dia. 250 mm.	06206929
Utilizzare con disco di prelevigatura a umido ø 305 mm. e per la preparazione semiautomatica con dischi da 250 mm. LaboPol è dotata di serie di una protezione per la preparazione manuale, con un piccolo gap che evita l'impuntamento del provino.	
Per la preparazione semi-automatica con MD-Disc/dischi di alluminio/ghisa dia. 300 mm.	06206925
Per la preparazione semi-automatica con dischi da 300 mm. LaboPol è dotata di serie di una protezione per la preparazione manuale, con un piccolo gap che evita l'impuntamento del provino.	
Per disco di prelevigatura a umido dia. 230 mm.	06206927
Utilizzare con disco di prelevigatura a umido ø 230 mm. LaboPol è dotata di serie di una protezione per la preparazione manuale, con un piccolo gap che evita l'impuntamento del provino.	
Per disco di prelevigatura a umido dia. 250 mm.	06206928
Utilizzare con disco di prelevigatura a umido ø 250 mm. LaboPol è dotata di serie di una protezione per la preparazione manuale, con un piccolo gap che evita l'impuntamento del provino.	
Per disco di prelevigatura a umido dia. 300 mm.	06206929
Utilizzare con disco di prelevigatura a umido ø 305 mm. e per la preparazione semiautomatica con dischi da 250 mm. LaboPol è dotata di serie di una protezione per la preparazione manuale, con un piccolo gap che evita l'impuntamento del provino.	
Coperchio per disco di preparazione	06206913
Per la protezione del disco di preparazione quando non utilizzato.	
Rivestimento vasca intercambiabile 5 pz.	49900062
Per una facile pulizia della vasca.	

** LaboPol-30 è dotata di serie di un paraspruzzi per la preparazione manuale con MD-Disc/disco di alluminio dia. 300 mm., con un piccolo gap che evita l'impuntamento del provino

Sistema di ricircolo	Cat. N.
----------------------	---------

Cooling System 3

Un'unità di ricircolo dev'essere collegata per un utilizzo efficiente dell'acqua e per la raccolta di residui degli abrasivi.
 Un sistema completo contiene un serbatoio, una pompa e un sacchetto filtro.



1 x 100 V / 50 Hz	05766516
1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522
1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523
1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616

Rivestimenti intercambiabili. 5 pz.	49900042
-------------------------------------	----------

Per la raccolta del materiale di scarto nel serbatoio da 50 l.



Contenitore di stoccaggio	Cat. N.
---------------------------	---------

MD-Concert	05306101
------------	----------

Adatto allo stoccaggio di 9 superfici di preparazione MD dia. 300 mm. (12"), 250 mm. (10") o 200 mm. (8").

