



ダイヤモンド		試料作製作業面を最適化	
	ダイヤモンド Pan	MD-Pan DP-Pan	
	ダイヤモンド Allegro/Largo	MD-アレグロ MD-ラルゴ	
	ダイヤモンド Plan	MD-Plan DP-Plan	
	ダイヤモンド Sat	MD-Sat DP-Sat	
	ダイヤモンド Largo	MD-ラルゴ	
	ダイヤモンド Mol B 硬質材料の琢磨 (>150 HV)	MD-Mol APS MD-Mol DP-Mol	
	ダイヤモンド Mol R 軟質材料の琢磨 (<150 HV)	MD-Mol APS MD-Mol DP-Mol	
	ダイヤモンド Dur	MD-Dur DP-Dur	



技術データ

ダイヤプロ オールインワン ダイヤモンドソリューション

粒径	ダイヤモンド	水性またはアルコール系	容器サイズ
15 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
9 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
9 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
6 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
3 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
3 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
3 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
3 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l

ダイヤモンド		試料作製作業面を最適化	
	ダイヤモンド Dac	MD-Dac DP-Dac	
	ダイヤモンド Plus	MD-Plus DP-Plus	
	ダイヤモンド Floc	MD-Floc DP-Floc	
	ダイヤモンド Dur	MD-Dur DP-Dur	
	ダイヤモンド Nap B 硬質材料の琢磨 (>150 HV)	MD-Nap DP-Nap	
	ダイヤモンド Nap R 軟質材料の琢磨 (<150 HV)	MD-Nap DP-Nap	
	ダイヤモンド Nap	MD-Nap DP-Nap	

安全データシート (SDS) の検索 [struers.com](https://www.struers.com) 記載の (SDS)



研磨剤と潤滑剤を組み合わせたダイヤモンド オールインワン
ダイヤモンドソリューション



技術データ

ダイヤプロ オールインワン ダイヤモンドソリューション

粒径	ダイヤモンド	水性またはアルコール系	容器サイズ
3 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
3 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
3 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
1 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
1 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
1 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l
0.25 μm	多結晶で最適化	水性	500 ml 5 l