

[illegible]

Disque de préparation avec cône	N° de cat. :
MD-Disc, Ø 200 mm	06086401
Ce disque de fixation magnétique vous permet de changer de support de préparation rapidement et facilement. Il garantit en outre moins de résilience lors de la préparation de vos échantillons. Exclusivement conçu pour une utilisation avec nos supports MD. Avec cône pour faciliter le positionnement.	
Disques en aluminium Ø 200 mm	06086404
À utiliser lors de la préparation de vos échantillons avec des draps de polissage OP et DP, ainsi que d'autres consommables auto-adhésifs de prépolissage et de polissage. Avec cône pour faciliter le positionnement.	
Disques de prépolissage sous eau Ø 200 mm	06206924
Le disque de prépolissage sous eau permet de fixer le papier SiC.	
Anneau anti-projections*	N° de cat. :
Pour la préparation semi-automatique avec un MD-Disc ou un disque en aluminium	06206923
Pour la préparation semi-automatique sur LaboPol-20. LaboPol est fourni de série avec un anneau anti-projections pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent.	
Pour disque de prépolissage sous eau	06206926
À utiliser avec un disque de prépolissage sous eau Ø 200 mm. LaboPol est fourni de série avec un anneau anti-projections pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent.	
Couvercle pour disque de préparation	06206912
Pour protéger le disque LaboPol-20 en cas de non-utilisation.	
Insert protecteur amovible pour réceptacle 5 pièces	49900061
Pour un nettoyage facile de votre réceptacle.	

* LaboPol-20 est fourni de série avec un anneau anti-projections pour la préparation manuelle, avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent

Coffret de rangement	N° de cat. :
MD-Concert	05306101

Pour 9 supports de préparation MD en 300 mm (12"), 250 mm (10") ou 200 mm (8") de diamètre.



MD-Concertino	05306102
---------------	----------

Coffret de rangement spécifique pour 7 supports de préparation MD en 200 mm (8") de diamètre.

