

Zum Dosieren von Diamantsuspension oder Schmiermittel auf AbraPol-30.
Easy Connector inbegriffen.

Zum Dosieren von Oxidsuspensionen auf AbraPol-30. Easy Connector inbegriffen.



Scheiben mit magnetischer Halterung ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel der Präparationsunterlage. Die Stoßelastizität bei der Präparation Ihrer Proben ist geringer. Nur zur Verwendung mit unseren MD-Schleifflächen.



Scheiben mit magnetischer Halterung ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel der Präparationsunterlage. Die Stoßelastizität bei der Präparation Ihrer Proben ist geringer. Nur zur Verwendung mit unseren MD-Schleifflächen.



4

Nivelliergerät	Art.-Nr.
Uniforce Nivelliereinheit ohne Andruckfuß	07046101
Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probehaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm. Ohne Andruckfuß zum Positionieren von Proben.	
	
Uniforce Nivelliereinheit mit Andruckfuß	07046102
Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probehaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm. Mit Andruckfuß zum einfachen Einspannen von Proben.	
	
Aufbewahrungsbox	Art.-Nr.
MD-Concert	05306101
Geeignet zur Aufbewahrung von 9 MD Präparationsscheiben mit Ø 300 mm (12 Zoll), 250 mm (10 Zoll) oder 200 mm (8 Zoll).	
	
Aufbewahrungsbox	05666001
Geeignet zur Aufbewahrung von 10 MD Präparationsoberflächen mit Ø 350 mm (14 Zoll).	
	

Probenhalter					
Ø 160 mm für Polierscheibe, Ø 300 mm					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
25–40 mm	6			Edelstahl	06066909
25–40 mm	6			Aluminium	06066912
10-25,5 mm Ø	12			Edelstahl	02606917
10–25 x 34 mm	6			Edelstahl	02606918
20–40 x 68 mm	3			Edelstahl	02606920
Max. 24 x 52 mm	3	-		Edelstahl	02606924
29–32 mm	8-15			Aluminium	02606954
38-40 mm	6			Aluminium	02606955
50-51 mm	4			Edelstahl	02606963
-	0	-		Edelstahl	02606926
-	0	-		Aluminium	02606928
Der Flexible Probenhalter					07066961
Für nicht eingebettete unregelmäßig geformte Proben. Maskengröße: Min. 20 x 40 mm. Max. 100 x 100 mm. Höhe Min. 10 mm. Max. 20 mm. Spezielle Software erforderlich. Softwareversion ≥ 1.12.					

Probenhalter					
Ø 200 mm für Polierscheibe, Ø 350 mm					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
25-5 mm	6			Edelstahl	06066914
53-90 mm	3			Edelstahl	02606922
39-32 mm	12			Aluminium	02606956
38-40 mm	8-15			Aluminium	02606957
49-52 mm	6			Aluminium	02606958
-	0	-		Edelstahl	02606927
-	0	-		Aluminium	02606929