

DiaPro		Optimizado para superficie de preparación	Tamaño del grano
	DiaPro Pan	MD-Pan DP-Pan	15 µm
	DiaPro Allegro/Largo	MD-Allegro MD-Largo	9 µm
	DiaPro Plan	MD-Plan DP-Plan	9 µm
	DiaPro Sat	MD-Sat DP-Sat	6 µm
	DiaPro Largo	MD-Largo	3 µm
	DiaPro Mol B Pulido de materiales duros (>150 HV)	MD-Mol APS MD-Mol DP-Mol	3 µm
	DiaPro Mol R Pulido de materiales blandos (< 150 HV)	MD-Mol APS MD-Mol DP-Mol	3 µm
	DiaPro Dur	MD-Dur DP-Dur	3 µm



DATOS TÉCNICOS

Soluciones de diamante DiaPro todo en uno

[illegible]

DiaPro	Optimizado para superficie de preparación		Tamaño del grano	Diamantes
	DiaPro Dac	MD-Dac DP-Dac		3 µm
	DiarPro Plus	MD-Plus DP-Plus		3 µm
	DiaPro Floc	MD-Floc DP-Floc		3 µm
	DiaPro Dur	MD-Dur DP-Dur		1 µm
	DiaPro Nap B Pulido de materiales duros (>150 HV)	MD-Nap DP-Nap		1 µm
	DiaPro Nap R Pulido de materiales blandos (< 150 HV)	MD-Nap DP-Nap		1 µm
	DiaPro Nap	MD-Nap DP-Nap		0,25 µm

Encuentre Hojas de datos de seguridad (SDS) en [struers.com](https://www.struers.com)



Soluciones de diamante DiaPro todo en uno
que combinan abrasivo y lubricante



DATOS TÉCNICOS

Soluciones de diamante DiaPro todo en uno

Base acuosa o de alcohol	Tamaño del recipiente	Tamaño del recipiente
Optimizado con policristalino	Agua	500 ml 5 l
Optimizado con policristalino	Agua	500 ml 5 l
Optimizado con policristalino	Agua	500 ml 5 l
Optimizado con policristalino	Agua	500 ml 5 l
Optimizado con policristalino	Agua	500 ml 5 l
Optimizado con policristalino	Agua	500 ml 5 l
Optimizado con policristalino	Agua	500 ml 5 l