



DiaPro		优化为 制备表面	
	DiaPro Pan	MD-Pan DP-Pan	
	DiaPro Allegro/Largo	MD-Allegro MD-Largo	
	DiaPro Plan	MD-Plan DP-Plan	
	DiaPro Sat	MD-Sat DP-Sat	
	DiaPro Largo	MD-Largo	
	DiaPro Mol B 硬质材料的抛光 (>150 HV)	MD-Mol APS MD-Mol DP-Mol	
	DiaPro Mol R 软材料的抛光 (<150 HV)	MD-Mol APS MD-Mol DP-Mol	
	DiaPro Dur	MD-Dur DP-Dur	

要查找安全数据表 (SDS), 请访问 [struers.com](https://www.struers.com)



技术数据

DiaPro 多合一金刚石解决方案

粒度	金刚石	水基或醇基	容器大小
15 μm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
9 μm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
9 μm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
6 μm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
3 μm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
3 μm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
3 μm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
3 μm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l

DiaPro		优化为 制备表面	
	DiaPro Dac	MD-Dac DP-Dac	
	DiaPro Plus	MD-Plus DP-Plus	
	DiaPro Floc	MD-Floc DP-Floc	
	DiaPro Dur	MD-Dur DP-Dur	
	DiaPro Nap B 硬质材料的抛光 (>150 HV)	MD-Nap DP-Nap	
	DiaPro Nap R 软材料的抛光 (<150 HV)	MD-Nap DP-Nap	
	DiaPro Nap	MD-Nap DP-Nap	

要查找安全数据表 (SDS), 请访问 [struers.com](https://www.struers.com)



DiaPro 多合一金刚石解决方案
(结合磨料和润滑剂)



技术数据

DiaPro 多合一金刚石解决方案

粒度	金刚石	水基或醇基	容器大小
3 µm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
3 µm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
3 µm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
1 µm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
1 µm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
1 µm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l
0.25 µm	使用多晶体优化	水	500 ml 5 l