

Disco de preparación con cono	N.º de cat.
Disco MD, 200 mm diá. Los discos de fijación magnética le permiten cambiar la superficie de preparación de forma rápida y sencilla. Además, garantiza una menor resiliencia a la hora de preparar sus muestras. Solo para uso con nuestras superficies MD. Con cono para un reemplazo sencillo	06086401
	
Disco de aluminio, 200 mm diá. Para utilizar al preparar las muestras con paños de pulido OP y DP y otros consumibles autoadhesivos de esmerilado y pulido. Con cono para un reemplazo sencillo	06086404
	
Disco abrasivo húmedo, 200 mm diá. El disco de esmerilado húmedo sirve para la fijación del papel SiC	06206924
	
Protección contra salpicaduras* Para preparación semiautomática con un disco MD o un disco de aluminio	N.º de cat. 06206923
Para preparación semiautomática en LaboPol-20. LaboPol se suministra de serie con un protector contra salpicaduras para preparación manual, dotado de una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas	
Para disco de esmerilado húmedo	06206926
Para usar con disco de esmerilado húmedo de 200 mm diá. LaboPol se suministra de serie con un protector contra salpicaduras para preparación manual, dotado de una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas	
Tapa para disco de preparación	06206912
Para la protección del disco LaboPol-20 cuando no se esté utilizando	
Recipiente para residuos desechable, 5 uds.	49900061
Para una limpieza sencilla del recipiente	

* LaboPol se suministra de serie con un protector contra salpicaduras para preparación manual, dotado de una pequeña separación para evitar que las muestras queden enganchadas

Almacenamiento	N.º de cat.
MD-Concert	05306101

Indicado para almacenamiento de 9 superficies de preparación MD en 300 mm (12"), 250 mm (10") o 200 mm (8") diá.



MD-Concertino	05306102
---------------	----------

Almacenamiento para 7 superficies de preparación MD en 200 mm (8") diá.

