

1


Tegramin 加料模块	产品编号
带 1 个 DP 泵	06036900

包括 Easy Connector 连接器。



带 2 个 DP 泵	06036901
------------	----------

包括 Easy Connector 连接器。



带 2 个 DP 泵和 1 个 OP 泵	06036902
----------------------	----------

包括 Easy Connector 连接器。



用于 8 个瓶的水瓶托盘	06036911
--------------	----------

水瓶托盘可放置 8 个 1/2 或 1 升的方形瓶子。



带锥形体的制备盘	产品编号
MD 磁性盘, 直径 200 mm	06086401
磁性固定盘让您可以快速轻松地更换制备表面。此外, 它还能降低制备试样时的弹性。仅用于我们的 MD 表面。带有锥形体, 便于更换。 	
铝盘, 直径 200 mm	06086404
用于使用 OP 和 DP 表面以及其他自粘性研磨和抛光耗材制备试样时。 	
罩盖	06016903
透明外罩。 	
制备盘盖子	06016906
用于在不使用时保护制备盘。 	
防溅罩用于手动制备	06016905
间隙很小, 可防止试样卡住。 	

一次性碗状内衬 5 件	49900056
-------------	----------

便于清洁您的碗体。



换档阀	06036904
-----	----------

在配有循环系统时使用,并使用采用 OP 悬浮液的方法。



存储箱	产品编号
-----	------

MD-Concert	05306101
------------	----------

适用于直径为 300 mm (12")、250 mm (10") 或 200 mm (8") 的 9 个 MD 制备表面的储存箱。



MD-Concertino	05306102
---------------	----------

直径为 200 mm (8") 的 7 个 MD 制备表面的存储箱。



再循环系统		产品编号
冷却系统 3		
必须连接再循环冷却装置以提高水的利用率，收集去除的研磨材料。 整个系统包含水箱、泵和过滤袋。		
		
1 x 100 V / 50 Hz	05766516	
1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522	
1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523	
1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524	
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616	
一次性内衬。5 件。		49900042
用于收集 50 升水箱中的废料。		
		

试样移动盘	产品编号
联轴器	06086900

用于试样移动盘。



孔尺寸	孔	形状	照片	材料	产品编号
25 mm	4			不锈钢	06086912
30 mm	4			不锈钢	06086913
40 mm	4			不锈钢	06086914
1"	4			不锈钢	06086915
1¼"	4			不锈钢	06086916
1½"	4			不锈钢	06086917
-	0	-		不锈钢	06066918