

Models	Kat. č.
Xmatic	



Xmatic 3x200-240V, 50-60 Hz	06896129
Xmatic 3x380-480 V, 50-60 Hz	06896146
Xmatic s ultrazvukovým čištěním 3x200-240 V, 50-60 Hz	06896229
Xmatic s ultrazvukovým čištěním 3x380-480V, 50-60 Hz	06896246

Xmatic Compact	Kat. č.
-----------------------	----------------




Xmatic Compact 3x200-240V, 50-60 Hz	06886129
Xmatic Compact 3x380-480V 50/60Hz	06886146
Xmatic Compact s ultrazvukovým čištěním 3x200-240V, 50-60 Hz	06886229
Xmatic Compact s ultrazvukovým čištěním 3x380-480V, 50/60Hz	06886246
Xmatic Compact s vertikálním dopravníkem 3x200-240V, 50-60 Hz	06886329
Xmatic Compact s vertikálním dopravníkem 3x380-480V, 50/60Hz	06886346
Xmatic Compact s ultrazvukovým čištěním a vertikálním dopravníkem 3x200-240V, 50-60 Hz	06886429
Xmatic Compact s ultrazvukovým čištěním a vertikálním dopravníkem 3x380-480V, 50/60Hz	06886446

Kat. č.

Kotouč MD, průměr 250 mm (10")

06896902


Průměr 250 mm (10") Magnetický fixační kotouč pro brusné a leštící povrchy MD



Kotouč MD, průměr 300 mm (12")

06896903

Průměr 300 mm (12") Magnetický fixační kotouč pro brusné a leštící povrchy MD



Maják

06296900

Zobrazuje skutečný provozní stav



Recirkulační systém pro stanici MD

05766937

Pro recirkulaci chladicí vody při broušení na brusné/leštící stanici MD

Součástí: 75l nádrž, čerpadlo, senzor hladiny, válec pro filtrační vak, 1 jednorázový filtrační vak pro brusnou/leštící stanici MD, hadice na vodu

Separátor alkoholu

06896904

Pro sběr odpadního alkoholu z čistící stanice




Vyrovnávací zařízení pro vyrovnávání vzorků v držácích vzorků o průměru 140, 160 a 200 mm.
Bez přítlačné nohy pro nastavení polohy vzorků

Vyrovnávací zařízení pro vyrovnávání vzorků v držácích vzorků o průměru 140, 160 a 200 mm.
Bez přítlačné nohy pro umístění vzorků



Držáky vzorků					
RFID*, průměr 140 mm pro použití na kotouči MD o průměru 250 mm (10")					
Velikost otvoru	Otvory	Tvar	Foto	Materiál	Kat. č.
-	0	—		Hliník	06066701
25–40 mm	4			Hliník	06066901
25–40 mm	4			Nerezová ocel	06066904
10–32 mm	6			Hliník	06066918
10–32 mm	6			Nerezová ocel	06066915
RFID*, průměr 160 mm pro použití na kotouči MD o průměru 300 mm (12")					
Velikost otvoru	Otvory	Tvar	Foto	Materiál	Kat. č.
-	0	—		Nerezová ocel	06066702
-	0	—		Hliník	06066703
20–40 x 68 mm	3			Nerezová ocel	06066721
50 mm	4			Nerezová ocel	06066913
25–40 mm	6			Nerezová ocel	06066907
25–40 mm	6			Hliník	06066910
10–25 x 34 mm	6			Nerezová ocel	06066720
13–25,5 mm	12			Nerezová ocel	06066921

* Technologie RFID umožňuje systému Xmatic držáky vzorků automaticky sledovat

Spotřební materiál	Kat. č.
Filtrační vaky pro recirkulační systém brusné/leštící stanice MD	49900085
Jednorázové filtrační vaky pro recirkulační systém	
Filtrační vaky pro recirkulační systém vysokorychlostní rovinné brusné stanice	49900086
Jednorázové filtrační vaky pro recirkulační systém vysokorychlostní rovinné brusné stanice	
Jednorázová vložka do komory	49900077
Pro snadné čištění komory brusné/leštící stanice MD a vysokorychlostní rovinné brusné stanice	
Diamantový hrot pro orovnávací nástroj	02606962
Pro orovnávání brusného povrchu MD-Alto	
Tyčinky z oxidu hlinitého pro orovnávání brusných povrchů MD	40800241
K orovnávání a obnově brusných ploch MD	
Diamantový hrot pro orovnávací nástroj (pro rovinný brusný kámen s vysokým úběrem)	40800045
Diamantový hrot pro orovnávací nástroj	
Jednorázové vložky do nádrže 75/100 l	49900043
Pro sběr odpadního materiálu v nádrži 75/100/150 l	

Retrofit sady Xmatic Compact	Kat. č.
Svislý dopravník	06886901
Svislý dopravník pro dodatečnou montáž na Xmatic Compact s ultrazvukovým mytím	
Svislý dopravník	06886902
Svislý dopravník pro dodatečnou montáž na Xmatic Compact	