

モデル	カタログ番号
-----	--------

LaboForce-100 (ラボフォース -100)

06366127



LaboDoser-100 (ラボドーザ -100)	カタログ番号
-----------------------------	--------

ダイヤモンド懸濁液とループリカント製品を供給するための4つの蠕動ポンプを搭載。

06376104

常に信頼性の高い高速試料作製を実現するために、ダイヤモンド懸濁液、潤滑液、オールインワン製品の供給を行う頑丈な自動供給機。



LaboDoser-10 (ラボドーザ -10)	カタログ番号
---------------------------	--------

LaboDoser-10 用スタンド

06376910

ストルアスのダイヤモンド懸濁液、ループリカントおよびオールインワン製品の標準 500 ml/1000 ml ボトル用スタンド。調整可能なドリップ機構付きのキャップが付属しています。



正方形ボトル用キャップ	カタログ番号
-------------	--------

LaboDoser-10 とストルアスのダイヤモンド懸濁液、潤滑剤およびオールインワン製品の標準 500 ml/1000 ml ボトルと併用します。調整可能なドリップ機構付き。



面出し器	カタログ番号
140 mm 直径の試料板用	05256903

140 mm 直径の試料板の試料面出し用。



Uniforce2 面出し器、加圧脚なし	07046101
----------------------	----------

試料板 (直径 140、160、200 mm) 上の試料を平坦にする面出し器。
試料位置調整用の加圧脚付属。



Uniforce2 面出し器、加圧脚有	0704102
---------------------	---------

試料板（直径 140、160、200 mm）上の試料を平坦にする面出し器。
試料位置調整用の加圧脚付属。



試料移動板	カタログ番号
カップリング	06086901

試料移動板



孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
25 mm	6	●		ステンレス鋼	06086902
30 mm	6	●		ステンレス鋼	06086903
40 mm	6	●		ステンレス鋼	06086904
50 mm	3	●		ステンレス鋼	06086905
1"	6	●		ステンレス鋼	06086909
1¼"	6	●		ステンレス鋼	06086910
1½"	6	●		ステンレス鋼	06086911
2"	3	●		ステンレス鋼	06086943
Accustop 30 (アキュストップ 30)	3	●		ステンレス鋼	06086907
-	-	-		ステンレス鋼	06086906

試料板					
140 mm 径、直径 250 mm の円板用					
孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
10-32 mm	6	●		ステンレス鋼	06066917
10-32 mm	6	●		アルミニウム	06066920
25-40 mm	4	●		ステンレス鋼	06066906
25-40 mm	4	●		アルミニウム	06066903
29-32 mm	6	●		アルミニウム	02606952
-	0	-		アルミニウム	02606950
フレキシブル試料板					07066941
特殊形状の非埋込み試料用。 推奨サイズ：最小 20 x 40 mm。最大 90 x 90 mm。 高さ：最小 10 mm。最大 20 mm。 特別なソフトウェアが必要です。ソフトウェアバージョン (3.03 以上)。					

試料板					
160 mm 径、直径 300 mm の円板用					
孔径	孔	形状	写真	材料	カタログ番号
25-40 mm	6			ステンレス鋼	06066909
25-40 mm	6			アルミニウム	06066912
13-25.5 mm	12			ステンレス鋼	02606917
10-25 x 34 mm	6			ステンレス鋼	02606918
20-40 x 68 mm	3			ステンレス鋼	02606920
最大 24 x 52 mm	3	-		ステンレス鋼	02606924
29-32mm	8			アルミニウム	02606954
38-40 mm	6			アルミニウム	02606955
50-51 mm	4			ステンレス鋼	02606963
-	0	-		ステンレス鋼	02606926
-	0	-		アルミニウム	02606928
フレキシブル試料板					07066961
特殊形状の非埋込み試料用。 推奨サイズ：最小 20 x 40 mm。最大 100 x 100 mm。 高さ：最小 10 mm。最大 20 mm。 特別なソフトウェアが必要です。ソフトウェアバージョン (3.03 以上)。					