

Modelle	Art.-Nr.
Tegramin-25	06026127
Tegramin-25 mit Präparationshaube	06026227
Tegramin-25 mit Sicherheitshaube	06026527


Tegramin Dosiermodul	Art.-Nr.
Mit 1 DP-Pumpe	06036900

Easy Connector(en) inbegriffen.



Mit 2 DP-Pumpe	06036901
----------------	----------

Easy Connector(en) inbegriffen.



Mit 2 DP-Pumpen und 1 OP-Pumpe	06036902
--------------------------------	----------

Easy Connector(en) inbegriffen.



Flaschenhalter für 8 Flaschen	06036911
-------------------------------	----------

Zur Organisation von Flaschen.
Flaschenhalter mit Platz für acht quadratische 1/2- oder 1-Liter-Flaschen.



////////////////////

49900052

06036904

A grey rectangular electronic device, likely a power supply or interface unit, with a black cable and a blue connector. The device has a black cylindrical port on the front and a black cable with a blue connector on the side.

Art.-Nr.

05306101



Umlaufkühleinheit	Art.-Nr.
Umlaufkühlanlage 3	
Das Gerät muss an eine Umlaufkühleinheit angeschlossen werden, um den Wasserverbrauch zu optimieren und den Abrieb aufzufangen. Ein komplettes System besteht aus Tank, Pumpe und Filterbeutel.	
	
1 x 100 V/50 Hz	05766516
1 x 220-240 V/50 Hz	05766522
1 x 100-120 V/60 Hz	05766523
1 x 220-240 V/60 Hz	05766524
1 x 100-120 V/50-60 Hz CSA	05766616
Einweg-Plastiktüten. 5 Stück	49900042
Zum Sammeln von Abriebmaterial im 50-l-Tank.	
	

Nivelliergerät	Art.-Nr.
Für Probenhalter, Ø 140 mm	05256903

Zum Nivellieren von Proben in Probenhaltern, Ø 140 mm.



Uniforce Nivelliereinheit ohne Andruckfuß	07046101
---	----------

Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probehältern mit Ø 140, 160 und 200 mm.
Ohne Andruckfuß zum Positionieren von Proben.



Uniforce Nivelliereinheit mit Andruckfuß	07046102
--	----------

Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probehaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm.
Mit Andruckfuß zum einfachen Einspannen von Proben.



Einzelprobenhalterscheibe					Art.-Nr.
Kupplung					06086901
Für Einzelprobenhalterscheiben.					
					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
25 mm	6	●		Edelstahl	06086902
30 mm	6	●		Edelstahl	06086903
40 mm	6	●		Edelstahl	06086904
50 mm	3	●		Edelstahl	06086905
1 Zoll	6	●		Edelstahl	06086909
1¼ Zoll	6	●		Edelstahl	06086910
1½ Zoll	6	●		Edelstahl	06086911
2 Zoll	3	●		Edelstahl	06086943
AccuStop 30	3	●		Edelstahl	06086907
-	-	-		Edelstahl	06086906

Probenhalter					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
10–32 mm	6	●		Edelstahl	06066917
10–32 mm	6	●		Aluminium	06066920
25–40 mm	4	●		Edelstahl	06066906
25–40 mm	4	●		Aluminium	06066903
29–32 mm	6	●		Aluminium	02606952
-	0	-		Aluminium	02606950
Flexible Probenhalter					07066941
Für nicht eingebettete unregelmäßig geformte Proben. Maskengröße: Min. 20 x 40 mm. Max. 90 x 90 mm. Höhe Min. 10 mm. Max. 20 mm. Spezielle Software erforderlich. Tegramin Softwareversion ≥ 1.33.					