

モデル	カタログ番号
-----	--------

LaboPol-30 (ラボポール -30)	06336127
-------------------------	----------



制御ユニット	カタログ番号
--------	--------

LaboUI (ラボ -UI)	06206901
------------------	----------

常に高速試料作製を実現する手動式の制御パネル。



LaboForce-50 試料移動版	06356127
--------------------	----------

1～4個の試料作製を常に高速かつ確実に実現するための頑丈な半自動試料回転ヘッド。



06366127

06386130

A digital pressure washer with a control panel and multiple spray nozzles. The control panel features a digital display, a power button, and a pressure selection knob. The device is mounted on a stand with four legs.

コーン付き研磨円板	カタログ番号
MD- 円板 250 mm 径	06086402
磁気による固定研磨板を使用することで、試料作製作業面を素早く簡単に交換できます。さらに、試料を作製する際の弾性も低下します。MD 作業面専用です。容易な交換のためのコーン付属。	
MD- 円板 300 mm 径	06086403
磁気による固定研磨板を使用することで、試料作製作業面を素早く簡単に交換できます。さらに、試料を作製する際の弾性も低下します。MD 作業面専用です。容易な交換のためのコーン付属。	
アルミニウム円板 250 mm 径	06086405
OP と DP 作業面、その他の接着式研磨・琢磨用消耗品で試料を作製する際に使用します。容易な交換のためのコーン付属。	
アルミニウム円板 300 mm 径	06086406
OP と DP 作業面、その他の接着式研磨・琢磨用消耗品で試料を作製する際に使用します。容易な交換のためのコーン付属。	
湿式研磨円板 230 mm 径 *	06206932
湿式研磨円板は SiC 研磨紙を固定します。 * 直径 230 mm の湿式研磨円板は、LaboForce-50 との組み合わせでは使用できません。	
湿式研磨円板 250 mm 径	06206918
湿式研磨円板は SiC 研磨紙を固定します。	
湿式研磨円板 300 mm 径	06206919
湿式研磨円板は SiC 研磨紙を固定します。	
鑄鉄ラップ円板直径 300 mm	06206917
鉤物試料をラッピングするための同心円状の溝が付いた円錐形円板。特殊な SiC 耐性のある鑄鉄合金製。	

研磨用防滴リング **	カタログ番号
250 mm 径による手研磨用。MD- 円板 / アルミニウム円板	06206921
250 mm 円板による手研磨用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ小さな隙間付きの直径 300 mm の手動研磨用防滴リングが標準装備されています	
250 mm 径による半自動試料作製用。MD- 円板 / アルミニウム円板	06206929
直径 305 mm の湿式研磨円板との使用および 250 mm 円板を使用する半自動試料作製用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ小さな隙間付きの手動研磨用防滴リングが標準装備されています。	
300 mm 径による半自動試料作製用。MD- 円板 / アルミニウム / 鑄鉄ラップ円板	06206925
300 mm の円板を使用する半自動試料作製用。 LaboPol には、試料の詰りを防ぐための小さな隙間を備えた手動試料作製のガードが標準装備されています。	
直径 230 mm の湿式研磨円板用	06206927
直径 230 mm の湿式研磨円板用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ小さな隙間付きの手動研磨用防滴リングが標準装備されています。	
直径 250 mm の湿式研磨円板用	06206928
直径 250 mm の湿式研磨円板用。 LaboPol には、試料の詰りを防ぐための小さな隙間を備えた手動試料作製のガードが標準装備されています。	
直径 300 mm の湿式研磨円板用	06206929
直径 305 mm の湿式研磨円板との使用および 250 mm 円板を使用する半自動試料作製用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ小さな隙間付きの手動研磨用防滴リングが標準装備されています。	
研磨円板の蓋	06206913
不使用時の研磨円板の保護用。	
ボウルライナー 5 個	49900062
ボウルのクリーニングを容易にします。	

** LaboPol-30 には、直径 300 mm の手動研磨用防滴リングが標準装備されています MD- 円板 / アルミニウム円板、試料の詰まりを予防する小さな隙間付き。

循環冷却装置	カタログ番号
クーリングシステム 3	

循環冷却ユニットは水道水を活用し、使用済みの研磨剤を回収します。
 完全なシステムには、タンク、ポンプ、フィルターバッグが付属します。



1 x 100 V / 50 Hz	05766516
1 x 220-240 V / 50 Hz	05766522
1 x 100-120 V / 60 Hz	05766523
1 x 220-240 V / 60 Hz	05766524
1 x 100-120 V / 50-60 Hz CSA	05766616

研削屑捕集用廃棄袋 5 枚入	49900042
----------------	----------

50 ℓ タンク内の屑材収集用。



ストレージキャビネット	カタログ番号
MD-Concert (MD- コンサート)	05306101

直径 300 mm (12"), 250 mm (10"), 200 mm (8") の 9 枚の MD 作業面の保管に最適。

