

	DP-Schmiermittel	Gesundheit und Sicherheit	Kühleffizienz	Ergebnis
	DP-Schmiermittel Grün	****	***	Planheit und hoher Abtrag
	DP-Schmiermittel Purple	**	****	Planheit und hoher Abtrag
	DP-Schmiermittel Blau	*	****	Planheit und hoher Abtrag
	DP-Schmiermittel Rot	***	*	Weniger Verformung, weniger Abtrag
	DP-Schmiermittel Braun	**	****	Planheit und hoher Abtrag
	DP-Schmiermittel Gelb	**	**	Weniger Verformung, weniger Abtrag

Sicherheitsdatenblätter (SDSs) auf [struers.com](https://www.struers.com)



TECHNISCHE DATEN

DP-Schmiermittel

Anwendungsbereich	DP-Produkt	Korngröße	Ziel des Schmierens	Gebindegröße
Grob-, Fein- und Endpolieren von nicht wasserempfindlichen Werkstoffen	DP-Suspension P/M DP-Paste P/M DP-Spray P/M DP-Stick P	Alle µm	Optimieren der Schneideigenschaften der Diamanten	1 l 5 l 10 l
Grob-, Fein- und Endpolieren aller Werkstoffe	DP-Suspension P/M DP-Paste P/M DP-Spray P/M DP-Stick P	Alle µm	Optimieren der Schneideigenschaften der Diamanten	1 l 5 l 10 l
Grob-, Fein- und Endpolieren aller Werkstoffe	DP-Suspension P/M DP-Paste P/M DP-Spray P/M DP-Stick P	Alle µm	Optimieren der Schneideigenschaften der Diamanten	1 l 5 l 10 l
Fein- und Endpolieren von weichen Werkstoffen	DP-Suspension P/M DP-Paste P/M DP-Spray P/M DP-Stick P	≤ 3 µm	Schmierwirkung zwischen Probe und Tuch	1 l 5 l 10 l
Fein- und Endpolieren von wasserempfindlichen Werkstoffen	DP-Suspension A	≤ 3 µm	Optimieren der Schneideigenschaften der Diamanten	1 l
Grob-, Fein- und Endpolieren von weichen, wasserempfindlichen Werkstoffen	DP-Suspension A	Alle µm	Schmierwirkung zwischen Probe und Tuch	1 l