

////////////////

# FLEXIBLE SPECIMEN HOLDER (フレキシブル試料板) クランピング作業を省き、 人間工学を向上

Flexible Specimen holder (フレキシブル試料板) は、クランプすることなく特殊形状の試料を固定できる、市場唯一の試料板です。これにより、半自動装置で溶接部などの特殊形状の試料を素早く作製できます。

- ✓ Flexible specimen holder (フレキシブル試料板) でクランピング作業を省き、人間工学を向上
- ✓ クランプ不要の高効率の工程で処理時間を短縮
- ✓ 手首、肘、肩への負担を軽減し、健康と安全性を向上

////////////////

溶接などの特殊形状の  
試料に最適です



## クランプフリーのFlexible specimen holder (フレキシブル試料板) で効率性を向上

### クランピングフリーで処理時間の削減

特に特殊形状の試料を取り扱う場合、クランピングは試料作製において最も時間がかかる作業です。Flexible specimen holder (フレキシブル試料板) を使用することで、この課題を克服できます。独自の設計により、クランピングを行わずに特殊形状の試料を研磨・琢磨し、処理時間を短縮します。

### 人間工学の向上

手動の研磨と琢磨が、オペレーターの手首、肘、肩に負担になることがあります。Flexible specimen holder (フレキシブル試料板) を使用することで、様々な試料を手で取り付けずに研磨および琢磨することができ、研磨・琢磨工程での人間工学を大幅に改善することができます。

### 仕組みについて

Flexible specimen holder (フレキシブル試料板) は、形状に関わらず、最大100 x 100 x 20 mm (3.9" x 3.9" x 0.8") のほぼすべての試料を固定できます。1つまたは複数の試料を試料作製作業面に置き、試料移動板を下げるだけで使用できます。Flexible specimen holder (フレキシブル試料板) のスプリング式ピンは、試料作製時に試料をしっかりと固定します。試料にアクセスするには、試料回転ヘッドを持ち上げます。

### 簡単なアップグレード

Flexible specimen holder (フレキシブル試料板) は、Tegramin-25 と Tegramin-30 装置および LaboForce-100 の試料回転ヘッドと連動します。簡単なソフトウェア更新でアップグレードできます。お客様の地域のストルアス代理店にご連絡ください。

詳しくは [www.struers.com/GP-accessories](http://www.struers.com/GP-accessories) をご覧ください

