

モデル	カタログ番号
-----	--------

LaboPol-20 (ラボポール -20)	06326127
------------------------	----------



制御ユニット	カタログ番号
--------	--------

LaboUI (ラボ -UI)	06206901
------------------	----------

常に高速試料作製を実現する手動式の制御パネル。



LaboForce-50 試料移動版	06356127
--------------------	----------

1～4個の試料作製を常に高速かつ確実に実現するための頑丈な半自動試料回転ヘッド。



コーン付き研磨円板	カタログ番号
MD- 円板 200 mm 径	06086401
磁気による固定研磨板を使用することで、試料作製作業面を素早く簡単に交換できます。さらに、作業面の弾性も低下します。MD 作業面専用です。容易な交換のためのコーン付属。	
アルミニウム円板 200 mm 径	06086404
OP と DP 作業面、その他の接着式研磨・琢磨用消耗品で試料を作製する際に使用します。容易な交換のためのコーン付属。	
湿式研磨円板 200 mm 径	06206924
湿式研磨円板は SiC 研磨紙を固定します。	
研磨用防滴リング *	カタログ番号
MD- 円板またはアルミニウム円板を使用した半自動試料作製用	06206923
LaboPol-20 の半自動試料作製用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ手動研磨用防滴リングが標準装備されています。 (小さな隙間付き)	
湿式研磨円板用	06206926
直径 200 mm 湿式研磨円板用。 LaboPol には、試料の詰まりを防ぐ手動研磨用防滴リングが標準装備されています。 (小さな隙間付き)	
研磨円板の蓋	06206912
LaboPol-20 円板の不使用时の保護用。	
ボウルライナー 5 個	49900061
ボウルのクリーニングを容易にします。	

*LaboPol-20 には、試料の詰まりを防ぐ手動研磨用防滴リングが標準装備されています (小さな隙間付き)。

ストレージキャビネット	カタログ番号
MD-Concert (MD- コンサート)	05306101

直径 300 mm (12")、250 mm (10")、200 mm (8") の 9 枚の MD 作業面の保管に最適。



MD-Concertino (MD- コンチェルティーノ)	05306102
--------------------------------	----------

直径 200 mm (8") の 7 枚の MD 作業面用のストレージキャビネット。

