

Modelle	Art.-Nr.
Tegramin-20	06016127
Tegramin-20 mit Präparationshaube	06016227

Tegramin Dosiermodul	Art.-Nr.
Mit 1 DP-Pumpe	06036900
Easy Connector(en) inbegriffen.	
	
Mit 2 DP-Pumpe	06036901
Easy Connector(en) inbegriffen.	
	
Mit 2 DP-Pumpen und 1 OP-Pumpe	06036902
Easy Connector(en) inbegriffen.	
	
Flaschenhalter für 8 Flaschen	06036911
Zur Organisation von Flaschen. Flaschenhalter mit Platz für acht quadratische 1/2- oder 1-Liter-Flaschen.	
	

Polierscheibe mit konischer Aufnahme	Art.-Nr.
MD-Disc, Ø 200 mm	06086401
Scheiben mit magnetischer Halterung ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel der Präparationsunterlage. Die Stoßelastizität bei der Präparation Ihrer Proben ist geringer. Nur zur Verwendung mit unseren MD-Schleifflächen. Mit konischer Aufnahme zum leichten Austausch.	
Aluminiumscheiben, Ø 200 mm	06086404
Zur Präparation von Proben mit OP- und DP-Schleiffläche und anderen selbstklebenden Verbrauchsmaterialien zum Schleifen und Polieren.	
Haube	06016903
Transparente Präparationshaube.	
Deckel für Polierscheibe	06016906
Zum Schutz der Polierscheibe bei Nichtgebrauch.	
Spritzschutzring für manuelle Präparation	06016905
Mit kleinem Spalt zur Vermeidung festsitzender Proben.	

49900056

06036904

Art.-Nr.

05306101

05306102

Umlaufkühleinheit	Art.-Nr.
-------------------	----------

Umlaufkühlanlage 3

Das Gerät muss an eine Umlaufkühleinheit angeschlossen werden, um den Wasserverbrauch zu optimieren und den Abrieb aufzufangen. Ein komplettes System besteht aus Tank, Pumpe und Filterbeutel.



1 x 100 V/50 Hz	05766516
1 x 220-240 V/50 Hz	05766522
1 x 100-120 V/60 Hz	05766523
1 x 220-240 V/60 Hz	05766524
1 x 100-120 V/50-60 Hz CSA	05766616

Einweg-Plastiktüten. 5 Stück	49900042
------------------------------	----------

Zum Sammeln von Abriebmaterial im 50-l-Tank.



Einzelprobenhalterscheibe	Art.-Nr.
Kupplung	06086900

Für Einzelprobenhalterscheiben.



Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
25 mm	4	●		Edelstahl	06086912
30 mm	4	●		Edelstahl	06086913
40 mm	4	●		Edelstahl	06086914
1 Zoll	4	●		Edelstahl	06086915
1¼ Zoll	4	●		Edelstahl	06086916
1½ Zoll	4	●		Edelstahl	06086917
-	0	-		Edelstahl	06066918