

Modèles	N° de cat. :
Tegramin-30	06036127
Tegramin-30 avec capot	06036227
Tegramin-30 avec capot de protection	06036527


Module de dosage Tegramin	N° de cat. :
Avec 1 pompe DP	06036900

Easy connector(s) inclus.



Avec 2 pompes DP	06036901
------------------	----------

Easy connector(s) inclus.



Avec 2 pompes DP et 1 pompe OP	06036902
--------------------------------	----------

Easy connector(s) inclus.



Support bouteilles pour 8 bouteilles	06036911
--------------------------------------	----------

Pour ranger les bouteilles.
Support bouteilles pouvant accueillir huit bouteilles carrées de ½ litre ou 1 litre.



Disques de préparation		N° de cat. :
MD-Disc, Ø 300 mm	06086403	
Ce disque de fixation magnétique vous permet de changer de support de préparation rapidement et facilement. Il garantit en outre moins de résilience lors de la préparation de vos échantillons. Exclusivement conçu pour une utilisation avec nos disques MD.		
Disque en aluminium Ø 300 mm	06086406	
À utiliser lors de la préparation de vos échantillons avec des draps de polissage OP et DP, ainsi que d'autres consommables auto-adhésifs de prépolissage et de polissage.		
Disque en fonte Ø 300 mm	06206917	
Disque conique à rainures concentriques pour le rodage d'échantillons minéralogiques. En alliage spécial de fonte résistant au SiC.		
Capot	06036903	
Capot transparent		
Couvercle pour disque de préparation	06036906	
Pour protéger le disque de préparation en cas de non-utilisation.		
Anneau anti-projections pour la préparation manuelle	06036905	
Avec un petit espace pour éviter que les échantillons ne se coincent.		

Insert protecteur amovible pour réceptacle 5 pièces

49900052

Pour un nettoyage facile de votre réceptacle.



Vanne de commutation

06036904

À utiliser si vous disposez d'un système de recyclage et utilisez une méthode avec des OP-Suspensions.



Coffret de rangement

N° de cat. :

MD-Concert

05306101

Pour 9 supports de préparation MD en 300 mm (12"), 250 mm (10") ou 200 mm (8") de diamètre.



N° de cat. :

Dispositif de recyclage filtrant 3

Une unité de refroidissement en circuit fermé doit être raccordée pour économiser l'eau et collecter les abrasifs et la matière résiduelle. Un système complet comprend un bac, une pompe et un filtre chaussette.



1 x 100 V/50 Hz	05766516
1 x 220-240 V/50 Hz	05766522
1 x 100-120 V/60 Hz	05766523
1 x 220-240 V/60 Hz	05766524
1 x 100-120 V/50-60 Hz CSA	05766616

Sacs plastiques jetables. 5 pièces

Pour la collecte des déchets dans le bac de 50 l.



Dispositif de mise à niveau	N° de cat. :
Dispositif de mise à niveau Uniforce sans sabot de pression	07046101

Système de mise à niveau des échantillons dans les porte-échantillons
de diamètre 140, 160 et 200 mm.
Sans sabot de pression pour le positionnement des échantillons.



Dispositif de mise à niveau Uniforce avec pied de pression	07046102
---	----------

Système de mise à niveau des échantillons dans les porte-échantillons
de diamètre 140, 160 et 200 mm.
Avec sabot de pression pour le positionnement des échantillons.



Plaque porte-échantillons	N° de cat. :
Accouplement	06086901

Pour les plaques porte-échantillons.



Taille de l'orifice	Orifices	Forme	Photo	Matériau	N° de cat. :
25 mm	6	●		Acier inoxydable	06086932
30 mm	6	●		Acier inoxydable	06086933
40 mm	6	●		Acier inoxydable	06086934
50 mm	6	●		Acier inoxydable	06086935
1"	6	●		Acier inoxydable	06086939
1¼"	6	●		Acier inoxydable	06086940
1½"	6	●		Acier inoxydable	06086941
2"	6	●		Acier inoxydable	06086942
20 x 30 mm	6	●		Acier inoxydable	06086944
Accustop-30	3	●		Acier inoxydable	06086937
Accustop-40 et support TYNDS	3	●		Acier inoxydable	06086938
-	0	-		Acier inoxydable	06086936

Porte-échantillons					
Taille de l'orifice	Orifices	Forme	Photo	Matériau	N° de cat. :
25-40 mm	6			Acier inoxydable	06066909
25-40 mm	6			Aluminium	06066912
10-25,5 mm	12			Acier inoxydable	02606917
10-25 x 34 mm	6			Acier inoxydable	02606918
20-40 x 68 mm	3			Acier inoxydable	02606920
Largeur 24 x 52 mm	3	-		Acier inoxydable	02606924
29-32 mm	8			Aluminium	02606954
38-40 mm	6			Aluminium	02606955
50-51 mm	4			Acier inoxydable	02606963
-	0	-		Acier inoxydable	02606926
-	0	-		Aluminium	02606928
Porte-échantillons flexible					N° de cat. :
Pour les échantillons de forme particulière non enrobés.					07066961
Zone : Min. 20 x 40 mm. Largeur 100 x 100 mm. Hauteur : Min. 10 mm. Largeur 20 mm. Logiciel spécifique requis. Version du logiciel Tegramin ≥ 1.33.					
ViaHolder					N° de cat. :
Préparation des coupons de PCB					05726903
Porte-échantillon de précision réglable avec butées diamant. Pour jusqu'à 6 x 6 coupons de PCB.					