

Modell	Art.-Nr.
LaboForce-100	06366127
	
LaboDoser-100	Art.-Nr.
Mit 4 peristaltischen Pumpen zum Dosieren von Diamantsuspension und Schmiermittel	06376104
Robuste automatische Dosiereinheit zum Dosieren von Diamantsuspension, Schmiermittel und All-In-One-Produkten für die schnelle, zuverlässige Probenpräparation. 	
LaboDoser-10	Art.-Nr.
Standfuß für LaboDoser-10	06376910
Standfuß zur Verwendung mit den 500/1000-ml-Standardflaschen von Struers mit Diamantsuspension, Schmiermittel und All-in-One-Produkten. Stopfen mit einstellbarem Tropfmechanismus inbegriffen. 	
Stopfen für quadratische Flaschen	06376906
Zur Verwendung mit LaboDoser-10 und den 500/1000-ml-Standardflaschen von Struers mit Diamantsuspension, Schmiermittel und All-in-One-Produkten. Mit einstellbarem Tropfmechanismus. 	

Nivelliergerät	Art.-Nr.
Für Probenhalter, Ø 140 mm	05256903

Zum Nivellieren von Proben in Probenhaltern, Ø 140 mm.



Uniforce Nivelliereinheit ohne Andruckfuß	07046101
---	----------

Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probehaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm.
Ohne Andruckfuß zum Positionieren von Proben.



Uniforce Nivelliereinheit mit Andruckfuß	0704102
--	---------

Nivelliereinheit zum Nivellieren von Proben in Probekaltern mit Ø 140, 160 und 200 mm.
Mit Andruckfuß zum einfachen Einspannen von Proben.



Einzelprobenhalterscheibe	Art.-Nr.
Kupplung	06086901

Für Einzelprobenhalterscheiben.



Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
25 mm	6	●		Edelstahl	06086902
30 mm	6	●		Edelstahl	06086903
40 mm	6	●		Edelstahl	06086904
50 mm	3	●		Edelstahl	06086905
1 Zoll	6	●		Edelstahl	06086909
1¼ Zoll	6	●		Edelstahl	06086910
1½ Zoll	6	●		Edelstahl	06086911
2 Zoll	3	●		Edelstahl	06086943
AccuStop 30	3	●		Edelstahl	06086907
-	-	-		Edelstahl	06086906

Probenhalter					
Ø 140 mm für Polierscheibe, Ø 250 mm					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.
10–32 mm	6			Edelstahl	06066917
10–32 mm	6			Aluminium	06066920
25–40 mm	4			Edelstahl	06066906
25–40 mm	4			Aluminium	06066903
29–32 mm	6			Aluminium	02606952
-	0	-		Aluminium	02606950
Der Flexible Probenhalter					07066941
Für nicht eingebettete unregelmäßig geformte Proben. Maskengröße: Min. 20 x 40 mm. Max. 90 x 90 mm. Höhe Min. 10 mm. Max. 20 mm. Spezielle Software erforderlich. Softwareversion ≥ 3.03.					

Probenhalter					
Ø 160 mm für Polierscheibe, Ø 300 mm					
Lochgröße	Löcher	Form	Foto	Werkstoff	Art.-Nr.:
25–40 mm	6			Edelstahl	06066909
25–40 mm	6			Aluminium	06066912
13–25,5 mm	12			Edelstahl	02606917
10–25 x 34 mm	6			Edelstahl	02606918
20–40 x 68 mm	3			Edelstahl	02606920
Max. 24 x 52 mm	3	-		Edelstahl	02606924
29–32 mm	8-15			Aluminium	02606954
38-40 mm	6			Aluminium	02606955
50-51 mm	4			Edelstahl	02606963
-	0	-		Edelstahl	02606926
-	0	-		Aluminium	02606928
Flexible Probenhalter					07066961
Für nicht eingebettete unregelmäßig geformte Proben. Maskengröße: Min. 20 x 40 mm. Max. 100 x 100 mm. Höhe Min. 10 mm. Max. 20 mm. Spezielle Software erforderlich. Softwareversion ≥ 3.03.					