

型号	产品编号
----	------

LaboPol-20

06326127



控制装置	产品编号
------	------

LaboUI

06206901

强大的控制面板,可用于手动制备,能够全天候地进行快速制备。



LaboForce-50 试样移动器	06356127
--------------------	----------

强大的半自动试样移动器,可用于制备 1-4 个试样,能够全天候地进行快速、可靠的试样制备。



带锥形体的制备盘		产品编号
MD 磁性盘, 直径 200 mm		06086401
磁性固定盘让您可以快速轻松地更换制备表面。此外, 它还能降低制备试样时的弹性。仅用于我们的 MD 表面。带有锥形体, 便于更换。		
铝盘, 直径 200 mm		06086404
用于使用 OP 和 DP 表面以及其他自粘性研磨和抛光耗材制备试样时。带有锥形体, 便于更换。		
湿磨盘, 直径 200 mm		06206924
湿磨盘用于固定碳化硅砂纸。		
防溅罩*		产品编号
用于使用 MD 磁性盘或铝盘进行半自动制备		06206923
用于在 LaboPol-20 上进行半自动制备。LaboPol 标配有助于手动制备的防护装置, 间隙小, 可防止试样被卡住。		
用于湿磨盘		06206926
用于与 ø200 mm 湿式研磨盘配合使用。LaboPol 标配有助于手动制备的防护装置, 间隙小, 可防止试样被卡住。		
制备盘的盖子		06206912
用于在不使用期间保护 LaboPol-20 研磨盘。		
一次性碗状内衬 5 件		49900061
便于清洁您的碗体。		

* LaboPol-20 标配防溅板, 用于手动制备, 间隙小, 可防止试样被卡住

存储箱

产品编号

MD-Concert

05306101

适用于直径为 300 mm (12")、250 mm (10") 或 200 mm (8") 的 9 个 MD 制备表面的储存箱。



MD-Concertino

05306102

直径为 200 mm (8") 的 7 个 MD 制备表面的存储箱。

