

Modelo	N.º de cat.
LaboForce-Mi	06386127
	
LaboDoser-10	N.º de cat.
Para usar con botellas cuadradas de 1/2 y 1 l de Struers	06376905
Unidad de dosificación con mecanismo de goteo ajustable y soporte para LaboUI y LaboForce-50/-Mi. Para usar con botellas estándar de Struers de 500 ml/1000 ml, junto con productos de suspensión de diamante y lubricantes. Incluye botella vacía de 1000 ml. 	
Plataforma para LaboDoser-10	06376910
Unidad de dosificación con mecanismo de goteo ajustable y soporte de mesa para una colocación flexible. Para usar con botellas estándar de Struers de 500 ml/1000 ml, junto con productos de suspensión de diamante y lubricantes. Incluye botella vacía de 1000 ml. 	
Tapa para botellas cuadradas	06376906
Unidad de dosificación con mecanismo de goteo ajustable. Para usar con botellas estándar de Struers de 500 ml/1000 ml, junto con productos de suspensión de diamante y lubricantes. Se utiliza junto con el soporte LaboDoser-10 o el soporte de mesa para LaboDoser-10. 	

Placas portamuestras					N.º de cat.
Tamaño del orificio	Orificios	Forma		Material	N.º de cat.
25 mm	8	●		Acero inoxidable	05236901
30 mm	8	●		Acero inoxidable	05236902
40 mm	4	●		Acero inoxidable	05236903
60 mm	4	●		Acero inoxidable	05236904
20 x 30	8	●		Acero inoxidable	05236905

Soporte para lámina delgada		N.º de cat.
Para lapeado de láminas delgadas. Con varillas de carburo de boro. Incluye 4 láminas de 25 µm y 3 de 8 µm		
Para placas de vidrio estándar de 27 x 46 mm.		02686101
Para placas de vidrio estándar de 28 x 48 mm.		02686201
Para pulido de láminas delgadas		
Para placas de vidrio estándar de 27 x 46 mm.		02686102
Para placas de vidrio estándar de 28 x 48 mm.		02686202