

//////////

AMÉLIOREZ L'ERGONOMIE DE VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

avec le porte-échantillons flexible

Le porte-échantillons flexible est le seul porte-échantillons actuellement disponible sur le marché permettant de maintenir des échantillons de forme irrégulière sans bridage. Associez-le à notre porte-échantillons motorisé LaboForce-100 pour évoluer vers une solution de prépolissage et de polissage semi-automatique. Vous bénéficiez ainsi d'un processus plus sûr et plus rapide – et d'une reproductibilité nettement supérieure.

- ✓ **Éliminez le bridage et améliorez l'ergonomie** avec le porte-échantillons flexible
- ✓ **Améliorez vos conditions de travail** en réduisant les pressions sur votre poignet, votre coude et vos épaules
- ✓ **Réduisez la durée de votre process** avec un processus à haut rendement, sans bridage

//////////

**Parfait pour les
échantillons de
forme irrégulière**



Améliorez l'efficacité avec le porte-échantillons flexible, sans bridage

Réduisez la durée de votre process en éliminant le bridage

Le bridage est souvent l'étape la plus chronophage de la préparation, notamment lorsque vous traitez des échantillons de forme irrégulière. Avec le porte-échantillons flexible, ce n'est plus le cas. Sa conception unique vous permet désormais de prépolir et polir des échantillons de forme irrégulière sans bridage, et ainsi, de réduire le temps de traitement.

Meilleure ergonomie

Le prépolissage et le polissage manuels peuvent exercer une pression sur le poignet, le coude et l'épaule de l'opérateur. Avec le porte-échantillons flexible, vous pouvez prépolir et polir une large gamme d'échantillons sans les tenir à la main, et ainsi, améliorer considérablement l'ergonomie du processus de prépolissage et de polissage.

Comment cela fonctionne ?

Le porte-échantillons flexible peut accueillir presque tous les échantillons jusqu'à 100 x 100 x 20 mm (3,9" x 3,9" x 0,8"), quelle que soit leur géométrie. Placez simplement vos échantillons sur le support de préparation, puis abaissez le porte-échantillons motorisé. Les tiges à ressort du porte-échantillons flexible maintiendront fermement l'échantillon en place pendant la préparation. Pour accéder à l'échantillon, soulevez simplement le porte-échantillons motorisé.

Une mise à niveau simple

Le porte-échantillons flexible est compatible avec nos machines Tegramin-25 et Tegramin-30 et le porte-échantillons motorisé LaboForce-100. La mise à niveau est facile, avec une simple mise à jour logicielle. Veuillez contacter votre représentant Struers local pour plus d'informations.



Pour en savoir plus, consultez la page
[Struers.com/GP-accessories](https://www.struers.com/GP-accessories)