

Modelo	N.º de cat.
Labo-UI	06206901
	
LaboDoser-10	N.º de cat.
Para usar con botellas cuadradas de ½ y 1 l de Struers	06376905
Unidad de dosificación con mecanismo de goteo ajustable y soporte para LaboUI y LaboForce-50/-Mi. Para usar con botellas estándar de Struers de 500 ml/1000 ml, junto con productos de suspensión de diamante y lubricantes. Incluye botella vacía de 1000 ml.	
Plataforma para LaboDoser-10	06376910
Unidad de dosificación con mecanismo de goteo ajustable y soporte de mesa para una colocación flexible. Para usar con botellas estándar de Struers de 500 ml/1000 ml, junto con productos de suspensión de diamante y lubricantes. Incluye botella vacía de 1000 ml.	
Tapa para botellas cuadradas	06376906
Unidad de dosificación con mecanismo de goteo ajustable. Para usar con botellas estándar de Struers de 500 ml/1000 ml, junto con productos de suspensión de diamante y lubricantes. Se utiliza junto con el soporte LaboDoser-10 o el soporte de mesa para LaboDoser-10.	