

Modell	Art.-Nr.
LaboForce-Mi	06386127
	
LaboDoser-10	Art.-Nr.
Zur Verwendung mit quadratischen 1/2- und 1-Liter-Flaschen von Struers	06376905
Dosiereinheit mit einstellbarem Tropfmechanismus und Halterung für LaboUI und LaboForce-50/-Mi. Zur Verwendung mit den 500/1000-ml-Standardflaschen von Struers mit Diamantsuspension und Schmiermittel. Leere 1000-ml-Flasche ist im Lieferumfang enthalten. 	
Standfuß für LaboDoser-10	06376910
Dosiereinheit mit einstellbarem Tropfmechanismus und spezieller Halter für flexible Platzierung. Zur Verwendung mit den 500/1000-ml-Standardflaschen von Struers mit Diamantsuspension und Schmiermittel. Leere 1000-ml-Flasche ist im Lieferumfang enthalten. 	
Stopfen für quadratische Flaschen	06376906
Dosiereinheit mit einstellbarem Tropfmechanismus. Zur Verwendung mit den 500/1000-ml-Standardflaschen von Struers mit Diamantsuspension und Schmiermittel. Wird zusammen mit der LaboDoser-10-Halterung oder dem speziellen Ständer für LaboDoser-10 verwendet. 	

Einzelprobenhalterscheibe					Art.- Nr.
Lochgröße	Löcher	Form		Werkstoff	Art.- Nr.
25 mm	8-15	●		Edelstahl	05236901
30 mm	8-15	●		Edelstahl	05236902
40 mm	4	●		Edelstahl	05236903
60 mm	4	●		Edelstahl	05236904
20 x 30	8-15	●		Edelstahl	05236905

Dünnschliffhalter		Art.- Nr.
Zum Läppen von Dünnschliffen. Mit Borkarbidstäben. Einschließlich 4 Folien à 25 µm und 3 Folien à 8 µm		
Für 27 x 46 mm Standard-Glasobjektträger		02686101
Für 28 x 48 mm Standard-Glasobjektträger		02686201
Zum Polieren von Dünnschliffen		
Für 27 x 46 mm Standard-Glasobjektträger		02686102
Für 28 x 48 mm Standard-Glasobjektträger		02686202